

# GOOD HYGIENE PRACTICE VOOR IMMERSIEVE TECHNOLOGIE IN DE ZORG



## STANDAARD (HAND)HYGIËNE

Iedereen die de VR-headset, tablet of smartphone zal gebruiken dient voor en na gebruik van de apparatuur de handen te wassen met zeep of te ontsmetten met alcoholgel.

## GEBRUIK EVENTUEEL HANDSCHOENEN

Voor de gebruiksvriendelijkheid raden we het gebruik van handschoenen niet aan om een tablet, smartphone of de controllers te gebruiken. Om je patiënt/cliënt te helpen bij het gebruik van de apparatuur (bv. aangeven, opzetten, afzetten van een VR-headset) kan je echter wel handschoenen dragen (bovenop standaard handhygiëne).

## WAS HET GEZICHT VOOR GEBRUIK VAN DE VR-HEADSET

Door de handen en het gezicht te ontsmetten, zorg je ervoor dat de oppervlakken die het meest in contact komen met het materiaal proper zijn.

## GEBRUIK EVENTUEEL EEN HAARNETJE ONDER DE VR-HEADSET

Als een headset niet volledig ontsmet kan worden met antibacteriële doekjes o.w.v. het materiaal (bv. velcro, rekbaar materiaal), dienen (medische) haarnetjes gebruikt te worden om deze onderdelen schoon te houden.

## VOORZIE EXTRA MATERIAALBESCHERMING

Voor VR-headsets bestaan er verschillende types beschermende maskers, zoals wegwerpbare maskers voor eenmalig gebruik of wasbare uit schuim, leder of siliconen voor veelvuldig gebruik (bv. VRcover).

## DESINFECTEER MATERIAAL MET NIET-ALCOHOLISCHE, ANTI-BACTERIËLE DOEKJES

Gebruik geen alcoholische ontsmettingsdoekjes, gezien deze schade kunnen toebrengen aan de apparatuur. Maak gebruik van niet-alcoholische, antibacteriële doekjes om alle oppervlakken van de apparatuur schoon te maken (bv. Clinell). Maak onderdelen (bv. gezichtsinterface) los en maak deze apart schoon.

## DESINFECTEER OOK DE CONTROLLERS EN DE DRADEN MET DEZE NIET-ALCOHOLISCHE, ANTIBACTERIËLE DOEKJES

## GEBRUIK NIET-ALCOHOLISCHE, ANTIBACTERIËLE LENZENCLEANER EN EEN MICROVEZEL DOEKJE OM DE LENZEN SCHOON TE MAKEN

Gebruik een microvezel doekje (i.p.v. papieren doekjes) om krassen tijdens het schoonmaken te vermijden. Spuit de lenzen cleaner (bv. van Unbound VR) eerst op het microvezel doekje om residu in de headset te vermijden.

## LAAT HET MATERIAAL DROGEN

Voorzie een voldoende groot aantal VR-headsets, tablets en/of smartphones om het materiaal te kunnen laten drogen en om opeenvolgende gebruikers niet hetzelfde materiaal te laten gebruiken.

## GEBRUIK EVENTUEEL UV-C BOXEN OM HET MATERIAAL TE ONTSMETTEN

Sinds de Covid-19-pandemie hebben bedrijven hun aanbod voor het desinfecteren van medisch materiaal uitgebreid naar desinfectie van VR-headsets en toebehoren (bv. UV Smart en Cleanboxtech). Wetenschappelijke evidentie voor het gebruik van deze techniek specifiek voor VR-headsets of ander niet-medisch materiaal ontbreekt echter nog.